

КОД 12796 1 x 50 мл
ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 2-8°C
Реактивы для измерения концентрации АПФ. Предназначено только для использования <i>in vitro</i> в клинической лаборатории.

ANGIOTENSIN  
CONVERTING ENZYME  
(ACE)




BioSystems

АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩИЙ  
ФЕРМЕНТ (АПФ)  
ФАПГТ

ПРИНЦИП МЕТОДА

Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) катализирует гидролиз субстрата фурилакрилоилфенилаланил-глицилглицин (ФАПГТ) с образованием фурилакрилоилфенилаланина (ФАП) и глицилглицина. Каталитическая концентрация определяется по скорости снижения ФАПГТ, измеренной при длине волны 340 нм<sup>1,2,3</sup>.



СОДЕРЖИМОЕ И СОСТАВ

А. Реактив. 1 x 50 мл. TAPS 100 ммоль/л, ФАПГТ 0.5 ммоль/л, азид натрия 0.96 г/л, pH 8.2.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 2-8°C.

Реактивы являются стабильными до даты окончания срока годности, указанного на этикетке, если хранятся плотно закрытыми и во время использования не допускаются их загрязнение.

Признаки ухудшения качества:

– Реактивы: наличие твердых частиц, мутности, значение поглощения холостой пробы ниже 0.600 при длине волны 340 нм (кувета 1 см).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕАКТИВЫ

Калибратор для биохимического анализа Human (BioSystems код 18044).

ПОДГОТОВКА РЕАКТИВА

Реактивы поставляются готовыми к использованию.

Вскрытые реактивы, хранящиеся в охлаждаемой камере анализатора, стабильны 3 месяца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Анализатор, спектрофотометр или фотометр с кюветным отделением, термостабильным при 37°C, и с возможностью чтения при длине волны 340 нм.

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка или гепаринизированная плазма, взятые с использованием стандартных процедур. Не используйте гемолизированные образцы.

Ангиотензинпревращающий фермент в сыворотке или плазме стабилен в течение 1 день при температуре 20-25°C, 7 дней при температуре 2-8°C или 1 год при температуре -20°C. В качестве антикоагулянта нельзя использовать ЭДТА в связи с ингибированием АПФ.

КАЛИБРОВКА

Рекомендуется проводить калибровку, как минимум, каждые 3 месяца, после изменения серии реактива или согласно требованиям процедур контроля качества.

ПРОЦЕДУРА

Автоматизированная процедура (Примечание 1)

		A25	A15
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	Название анализа Режим анализа Тип образца Единицы измерения Тип реакции Десятичные Число повторных анализов Название анализа в отчете пациента	АПФ Кинетический моно. СыВ. Ед/л Понижение 1 1 -	АПФ Кинетический моно. СыВ. Ед/л Понижение 1 1 -
ПРОЦЕДУРА	Объемы Чтение Образец Реактив 1 Реактив 2 Промывка Коэффициент предварительного разбавления Коэффициент предварительного разбавления Фильтры Основной Контрольный Значения времени Чтение 1 Чтение 2 Реактив 2	Монох. 30 300 - 1.2 - 2 340 - 180 с 480 с -	Монох. 30 300 - 1.2 - 2 340 - 192 с 480 с -
КАЛИБРОВКА	Тип калибровки Повторные анализы калибратора Повторные анализы холостой пробы Калибровочная кривая	Специфичная 3 3 -	Специфичная 3 3 -
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	Предел поглощения холостой пробы Кинетический предел холостой пробы Предел линейности	0.600 - 150	0.600 - 150

Ручная процедура

1. Доведите реактивы и прибор до температуры 37°C.

2. Добавьте пипеткой в кювету:

Реактив А	1.0 мл
Образец	100 мкл

3. Тщательно перемешайте и вставьте кювету в прибор. Запустите секундомер.

4. Через 3 минуты инкубации при температуре 37°C запишите первоначальное значение поглощения, а затем с интервалами в 1 минуту в течение 5 минут.

5. Вычислите среднее увеличение значения поглощения в минуту ( $\Delta \text{Ср./мин}$ ).

6. Вычислите концентрацию АПФ в образце по следующим формулам:

$$\frac{\Delta \text{Ср./мин образец}}{\Delta \text{Ср./мин Калибратор}} \times \text{С Калибратор} = \text{Ед/л}$$

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ<sup>4</sup>

Сыворотка или плазма: 13.3 - 63.9 Ед/л = 0.22 - 1.06 мккат/л.

Данные диапазоны приведены только для ориентации. Каждой лаборатории рекомендуется установить собственные контрольные диапазоны.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Рекомендуется использовать Контрольную Сыворотку для Биохимического анализа уровня I (код 18042) и II (код 18043) для проверки эффективности работы процедуры измерения.

Каждая лаборатория должна установить собственную внутреннюю схему Контроля Качества и процедуру мероприятий по корректировке, если контрольные образцы не восстанавливаются в пределах значений допустимого отклонения.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Следующие данные были получены с использованием анализатора А25. Подробности оценочных данных доступны по запросу.

– Предел обнаружения: 4.20 Ед/л = 0.07 мккат/л

– Предел линейности: 150 Ед/л = 2.50 мккат/л

– Воспроизводимость (в пределах цикла):

Средняя концентрация	КВ	n
76.0 Ед/л = 1.27 мккат/л	3.3 %	20
143 Ед/л = 2.38 мккат/л	2.5 %	20

– Воспроизводимость (между циклами):

Средняя концентрация	КВ	n
76.0 Ед/л = 1.27 мккат/л	5.4 %	25
143 Ед/л = 2.38 мккат/л	4.4 %	25

– Точность: результаты, полученные с использованием данной процедуры, не показали систематических расхождений по сравнению с контрольной процедурой. Подробные данные об экспериментах сравнения доступны по запросу.

– Интерференция: билирубин (< 20 мг/дл) не интерферирует. Липемия (триглицериды > 400 мг/дл) и гемоглобин (> 300 мг/дл) могут повлиять на результаты. Прочие лекарственные препараты и вещества могут интерферировать<sup>5</sup>.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) - это гликопротеин, главным образом экспрессируемый на поверхности эндотелиальных клеток легких и высвобождаемый в циркулирующую кровь путем протеолитического расщепления. В ренин-ангиотензиновой системе АПФ играет важную роль в поддержании артериального давления и электролитного гомеостаза путем расщепления ангиотензина I до ангиотензина II, который является мощным сосудосуживающим фактором. АПФ также расщепляет энкефалины, нейротензин и брадикинин, участвуя, таким образом, в разложении этих субстратов<sup>4</sup>.

Измерение АПФ в сыворотке широко используется в качестве вспомогательного средства при постановке дифференцированного диагноза клинически активного легочного саркоидоза и для мониторинга эффективности стероидной терапии. АПФ также используется для мониторинга эффектов ингибиторов АПФ при лечении гипертензии и сердечной недостаточности<sup>4,6</sup>.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Данные реактивы можно использовать в нескольких автоматических анализаторах. Инструкции для большинства из них доступны по запросу.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ronca-Testoni S. Direct Spectrophotometric assay for angiotensin-converting enzyme in serum. *Clin Chem* 1983;29:1093-1096.
2. Buttery J.E, Stuart S. Assessment and optimization of kinetic methods for angiotensin-converting enzyme in plasma. *Clin Chem* 1993;39:312-316.
3. Muller BR. Analysis of serum angiotensin-converting enzyme. *Ann Clin Biochem* 2002;39:436-443.
4. Camós S, Cruz M.J, Morell F, Solé E. Genetic-based reference values for angiotensin-converting enzyme (ACE) according to I/D polymorphism in a Spanish population sample. *Clin Chem Lab Med* 2012;50:1749-1753.
5. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

